






SUTURE ASSORBIBILI
ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS ABSORBIBLES



Sutura sintetica intrecciata e rivestita a rapido assorbimento (42 giorni)

Braided and coated synthetic suture short term absorption (42 days)

Sutura sintética trenzada y recubierta de absorción rápida (42 días)



DARVIN® FAST



MOLECOLA

TIPO DI FILO

COLORE

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

RESISTENZA TENSILE

ASSORBIMENTO

INDICAZIONI

Polimero di acido glicolico.

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita a rapido assorbimento.

Viola (D&C Viola n.2 = C.I. 60725) o non colorato.

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.

Darvin Fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

Dopo 7 gg dall'impianto permane ~ 50% e risulta praticamente nulla dopo il 14° giorno.

Completo entro il 42° giorno dall'impianto.

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.



COMPOSITION

DESCRIPTION

COLOUR

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

TENSILE STRENGTH

ABSORPTION

INDICATIONS

Polymer of glycolic acid.

Braided and coated synthetic short term absorption suture.

Violet (D&C Violet n.2 = C.I. 60725) or undyed.

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Darvin Fast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

After 7 days from implant it retains ~ 50% of the initial tensile strength and almost none after 14 days.

Complete within 42 days.

In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required.

For instance circumcisions, skin wounds and oral mucosa membrane.



MOLÉCULA

TIPO DE HILO

COLOR

DIÁMETRO Y AGUJAS

FUERZA TENSIL

ABSORCIÓN

INDICACIONES

Polímero de ácido glicólico.

Sutura sintética absorbible trenzada y recubierta de absorción rápida.

Violeta a (D&C Violeta n.2=C.I. 60725) o incoloro.

Diámetro EP de 0,2 a 6; USP de 10/0 a 3&4.

Darvin Fast se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.

Después de 7 días de implantación retiene ~ 50% de la fuerza tensil, desaparece después de 14 días.

Completa a los 42 días de la implantación.

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción rápida de la sutura, circuncisión, heridas cutáneas y de la mucosa oral.

1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	5 - 0	1	DC374R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD375R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE373R	36
 HR 22	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD371R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE389R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH397R	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD378R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE386R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH395R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT412R	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH799R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT797R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	1	4	DL801R	36
 HR 30	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2 - 0	3	DH246R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT248R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL249R	36
 HR 37	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE391R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH401R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT423R	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2 - 0	3	DH440R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT464R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL465R	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2 - 0	3	DH800R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT445R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL458R	36
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT414R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL479R	36

1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 36	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2 - 0	3	DH774R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT782R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL783R	36

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	DL579R	36

Ⓢ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 17	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD760R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE766R	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	DB484R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC487R	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC489R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD492R	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD812R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE526R	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE523R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	2 - 0	3	DH871R	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD518R	36
 DS 16	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD500R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE528R	36
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	5 - 0	1	DC517R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4 - 0	1,5	DD515R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE516R	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE533R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH534R	36
 DS 30	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	DT552R	36

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3 - 0	2	DE544R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH545R	36


5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2 - 0	3	DH432R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT433R	36
 FRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	DT447R	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	1	4	DL446R	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incoloro	3 x 45	4 - 0	1,5	DDPR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	3 x 45	3 - 0	2	DEPR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	3 x 45	2 - 0	3	DHPR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	3 x 45	0	3,5	DTPR	36

FILI LIBERI - NON NEEDLED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina		250	4 - 0	1,5	DDR	12
		250	3 - 0	2	DER	12
		250	2 - 0	3	DHR	12
		250	0	3,5	DTR	12
		250	1	4	DLR	12

KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 24	3/8 C. Triangolare - Cutting Edge 3/8 C. - Triangular 3/8 C. Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	KEP101R	12
 HRS 40 - rinforzato, heavy, reforzada	1/2 C. Taper-cutting - Taper-Cutting 1/2 C. Taper-Cutting 1/2 C. Non colorato - Undyed - Incoloro	2x90	0	3,5		

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa

BLUNT TIP NEEDLES


Round needles with a blunt tip

AGUJAS CON PUNTA ROMA


Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

AGHI | NEEDLES | AGUJAS

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




● DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




● FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




● JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




● GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.




▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.




▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.




▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA

5

BOBINA
SPOOL
BOBINA

