



DARVIN LOC[®]

Knotless Suture


DARVIN LOC®



Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final



Loop • Boucle • Lazo



Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

🇮🇹 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

🇬🇧 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

🇫🇷 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

🇪🇸 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

DARVIN LOC®					
🇮🇹	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
🇬🇧	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
🇫🇷	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
🇪🇸	cirugía laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica



DARVIN LOC® PERMANENT



MOLECOLA

Polipropilene

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento
Non assorbibile dentellata

COLORE

Blu
(C.I. 74160 ftalocianina)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2.
Darvin Loc® Permanent viene
assemblato con aghi
atraumatici in acciaio inox
AISI 300 o AISI 400

INDICAZIONI

Nei tessuti a cicatrizzazione
lenta e dove sia richiesta una
sutura non assorbibile



COMPOSITION

Polypropylene

DESCRIPTION

Synthetic non-absorbable
monofilament barbed suture

COLOUR

Blue
(C.I. 74160 phthalocyanine)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2.
Darvin Loc® Permanent is
attached to AISI 300 or AISI
400 stainless steel atraumatic
needles

INDICATIONS

When it is necessary to suture
slow healing tissues or tissues
requiring a non absorbable
suture



MOLÉCULE

Polypropylène

TYPE DE FIL

Ligature chirurgicale de type
monofilament crantée,
non résorbable

COULEUR

Bleu
Ftalocianine (C.I. 74160)

DIAMÈTRE ET AIGUILLES STANDARD

EP de 1,5 à 5;
USP de 4/0 à 2.
Le Darvin Loc® permanent est
assemblé avec des aiguilles
atraumatiques en acier inox.
AISI 400 ou AISI 300 de formes
et de dimensions variables

INDICATIONS

D'une façon générale, Darvin Loc
Permanent sera utilisé pour
suturer ou ligaturer des tissus
à lente cicatrisation ou lorsque
l'emploi d'une ligature non-
résorbable est nécessaire



MOLÉCULA

Polipropileno

TIPO DE HILO

Sutura sintética dentada
no absorbable,
monofilamento

COLOR

Azul
(C.I. 74160 ftalocianina)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2.
La sutura Darvin Loc® Permanent
se presenta montada con
agujas atraumáticas de acero
inoxidable.
AISI 400 o AISI 300

INDICACIONES


Para tejidos de lenta
cicatrización
o que necesiten una sutura
no absorbible

















DARVIN LOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




© 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.








AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  17	■ 			BH400HHAB				
	■ 			BH400HHAC	BT77CHHAC			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  22	■ 			BH397HHAA	BT118HHAA			
	■ 			BH397HHAB				
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  25	■ 			BH915HHAB				
	■ 			BH915HHAC				
	■ 			BH915HHAD				
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	■ 			BH395HHAB	BT412HHAB	BL438HHAB		
	■ 			BH395HHAE	BT412HHAE			
	■ 				BT412HHAH			

DARVIN LOC® PERMANENT







SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  20					BL801HHAC		
	■  45					BL801HHAH		
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  30	■  15				BT248HHAB			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  45				BT423HHAH	BL465HHAH	BM467HHAH	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  26	■  15			BH968HHAB	BT979HHAB			
	■  25				BT979HHAD			
	■  45				BT979HHAH			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  36	■  15					BM07EHHAB		

DARVIN LOC® PERMANENT



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  19	■  25	BE516HHAD					


▼ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul  24	■  30	BE523HHAE					





DARVIN LOC® PERMANENT

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE



FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	<input type="checkbox"/>  30	USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  36	<input type="checkbox"/>  50						
						BM834KHWAE	
						BM467KHWAI	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
<input checked="" type="checkbox"/> Blu, Blue, Bleu, Azul  19	<input checked="" type="checkbox"/>  25	USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
						BE516KHAD	



ERGON SUTRAMED®

PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE

Italia

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel.+39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

France

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

España

Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

Germany

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

Russian Federation

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP
22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis- Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

Maroc

Résidence Azhar, 24,
Rue Jalal Eddine Essayauti,
Rez De Chaussée n°2
20100 Casablanca, Maroc

www.ergonsutramed.com
info@ergonsutramed.com

