




ERGON SUTRAMED®

PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE


DARVIN LOC[®]

Knotless Suture




#madeinItaly
CE 0373


DARVIN LOC®



Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final



Loop • Boucle • Lazo



Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

🇮🇹 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

🇬🇧 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

🇫🇷 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

🇪🇸 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

DARVIN LOC®

🇮🇹	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
🇬🇧	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
🇫🇷	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
🇪🇸	cirugía laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica



MOLECOLA

Polidioxanone

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento dentellata assorbibile

COLORE

Viola o non colorato
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;
USP da 4/0 a 2;
Darvin Loc® viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400

RESISTENZA TENSILE

28 gg ~ 70%
42 gg ~ 55%

ASSORBIMENTO

Completo entro 180-210 giorni

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e nei distretti dove si richiede una sutura chirurgica a lungo assorbimento



COMPOSITION

Polydioxanone

DESCRIPTION

Synthetic monofilament absorbable barbed suture

COLOUR

Violet or undyed
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;
USP from 4/0 to 2;
Darvin Loc® is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles

TENSILE STRENGTH

28 days ~ 70%
42 days ~ 55%

ABSORPTION

Complete within 180-210 days

INDICATIONS

In soft tissues approximation and/or when a long – term absorption surgical suture is required



MOLÉCULE

Polydioxanone

TYPE DE FIL

Suture synthétique monofilament crantée résorbable

COULEUR

Violet ou incolore
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS

EP 1,5 à 5;
USP 4/0 à 2;
Le Darvin Loc® est assemblé avec des aiguilles atraumatiques en acier inox AISI 300, ou AISI 400

TEMPS DE RÉSISTANCE

28 jours ~ 70%
42 jours ~ 55%

TEMPS DE RÉSORPTION

À résorption longue 180-210 jours

INDICATIONS

Rapprochement des tissus moussu et tout type de chirurgie où l'utilisation d'une suture résorbable à long terme est conseillée



MOLÉCULA

Polidioxanona

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible monofilamento dentada

COLOR

Violeta o incoloro
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;
USP de 4/0 a 2;
La sutura Darvin Loc® se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

FUERZA TENSIL

28 días ~ 70%
42 días ~ 55%

ABSORCIÓN

Completa a 180-210 días de la implantación

INDICACIONES

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta



DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

180 - 210



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■ 15	DE373HHAB	DH400HHAB	DT77CHHAB				
	■ 20	DE373HHAC	DH400HHAC					
	■ 25	DE373HHAD	DH400HHAD					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	■ 10		DH397HHAA	DT118HHAA				
	■ 15	DE389HHAB	DH397HHAB	DT118HHAB				
	■ 20		DH397HHAC		DL22CHHAC			
	■ 25		DH397HHAD					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	■ 15		DH43BHHAB					
□ Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  25 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	□ 38	DE13BHHWSC	DH24BHHWSC					

DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	■ 15	DE386HHAB	DH395HHAB	DT412HHAB	DL438HHAB		
	■ 20	DE386HHAC	DH395HHAC	DT412HHAC			
	■ 25		DH395HHAD	DT412HHAD	DL438HHAD		
	■ 30		DH395HHAE	DT412HHAE	DL438HHAE		
	■ 45		DH395HHAH	DT412HHAH	DL438HHAH		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■ 15				DL424HHAB		
	■ 20			DT423HHAC	DL424HHAC		
	■ 30		DH401HHAE	DT423HHAE			
	■ 45			DT423HHAH	DL424HHAH	DM466HHAH	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 15					DM467HHAB	
	■ 20				DL465HHAC	DM467HHAC	
	■ 30				DL465HHAE	DM467HHAE	
	■ 45					DM467HHAH	

DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada		EP 1,5		2	3	3,5	4	5	
		USP 4/0		3/0	2/0	0	1	2	
		■							DN477HHAH
		■					DL479HHAM		
		■							DN477HHAP
■						DM478HHAR			

⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐			DH991HHWAM				
 18								

⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
				EP	1,5	2	3	3,5	4	5
				USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  15	DE050HHAB								
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  15		DH429HHAB	DT430HHAB						
	■  20		DH429HHAC							
	■  25		DH429HHAD							

DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



③ 3/8 C. CILINDRICO ULTRA • ULTRA TAPER NEEDLE 3/8 C. • PYRAMIDALE 3/8 C. • AGUJAS ULTRA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  20	■  20			DT14GHHAC				
	■  25			DT14GHHAD				

④ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  24	■  15			DH021HHAB				

⑤ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■  DH978HHAB							
	■  DH978HHAC							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	■  DE68CHHAB DH03CHHAB DT145HHAB							
	■  DH03CHHAD							

DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP	1,5	2	3	3,5	4
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1
 26	 Viola, Violet, Violet, Violeta		DE969HHAB	DH968HHAB	DT979HHAB	DL231HHAB	
		15			DT979HHAC	DL231HHAC	
		20					
		25		DH968HHAD	DT979HHAD	DL231HHAD	
		30			DT979HHAE		
		45			DT979HHAH		DM07GHHAH
 36	 Viola, Violet, Violet, Violeta					DL70CHHAB	
		15					
		45				DL70CHHAH	DM07EHHAH
 36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 Viola, Violet, Violet, Violeta					DL80CHHAB	DM24EHHAB
		15					
 48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 Viola, Violet, Violet, Violeta					DL80CHHAC	DM24EHHAC
		20					
 48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 Viola, Violet, Violet, Violeta						
		45					DN33AHHAH

DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  19	☐  30		DE526HHWAE					

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
				EP	1,5	2	3	3,5	4	5
				USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐									
	45		DH530HHWAH	DT108HHWAH						
19 	☐									
	60		DH530HHWAM							
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐									
	30			DT886HHWAE						
26 	☐									
	60			DT886HHWAM						

▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	■ 10 ■ 25				DT05GHHAA			
					DT05GHHAD	DL06GHHAD		


DARVIN LOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



▼ 1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22	■ 15	DE541HHAB						
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  40	■ 70						DN815HHAP	

⊙ RETTO CILINDRICO • STRAIGHT TAPER NEEDLE • AIGUILLE DROITE RONDE • AGUJA RECTA CILÍNDRICA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  19	■ 15			DT17CHHAB				
	■ 20			DT17CHHAC				

▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Viola, Violet, Violet, Violeta	25					DM701HHAD		
60	45						DN706HHAH	



DARVIN LOC®


SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

180-210



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■ 30			DH400KHAE	DT77CKHAE			
	■ 35			DH400KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	■ 20	DE386KHAC	DH395KHAC	DT412KHAC				
	■ 30		DH395KHAE	DT412KHAE	DL438KHAE			
	■ 45					DM834KHAH		
	■ 80				DT412KHAR			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 30			DT797KHAE				
	■ 45		DH799KHAH	DT797KHAH				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  30	■ 45		DH246KHAH	DT248KHAH				



DARVIN LOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO			
EP	1,5	2	3	3,5	4	5	
USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta	■ 30				DL424KHAE		
 37	■ 45			DT423KHAH			
	■ 70				DL424KHAP		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta	■ 45		DH440KHAH	DT464KHAH		DN22DKHAH	
 37 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 50				DL465KHAI		
	■ 60				DL465KHAM		
	■ 70				DL465KHAP		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta	■ 70					DM478KHAP DN477KHAP	
 48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada							

DARVIN LOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL


⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  22 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 		DH049KHAE					
	■ 		DH049KHAF					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 		DH429KHAE	DT430KHAE				
	■ 		DH429KHAI					



DARVIN LOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  17	■ 30				DL74EKHAE			
	■ 35		DH978KHAF					
	■ 45		DH978KHAH					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	■ 25		DH968KHAD					
	■ 30		DH968KHAE	DT979KHAE		DM07GKHAE	DN08GKHAE	
	■ 35		DH968KHAF					
	■ 50		DH968KHAI					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■ 45				DM885KHAH	DN09GKHAH		
	■ 70						DN09GKHAP	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 80				DM856KHAR			

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



 3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  18	■ 15		DH850KHAB	DT04GKHAB				
	■ 20		DH850KHAC					
	■ 30		DH850KHAE					
	■ 50			DT04GKHAI				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  26	■ 15				DL06GKHAB			
	■ 30			DT05GKHAE	DL06GKHAE			
	■ 45		DH847KHAH	DT05GKHAH				
	■ 90				DL06GKHAT			




DARVIN LOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



▼ 1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■  70					DL574KHAP	DM821KHAP	
	■  90					DL574KHAT		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  40	■  70							DN815KHAP
	■  90							DN815KHAT
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  70							DN66EKHAP

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)		FILO - THREAD FIL - HILO (cm)		CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP		1,5	2	3	3,5	4	5
		USP		4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta		■		DE516KHAB					
 18		15							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta		■			DH530KHAE				
 19		30							
		■		DH530KHAH					
		45							


DARVIN LOC®

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE
FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
☐ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	☐				DT565KHWAE			
 60	30							



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  50 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 130				DL666HNBE	DM40AHNBE	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 130				DL26AHNBE	DM38AHNBE	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  24	■ 40		DH171HNAG				



ERGON SUTRAMED®

PRODUZIONE ITALIANA
SUTURE CHIRURGICHE

Italia

Stabilimento di Produzione

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel. +39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

France

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

España

Poligono Ind. Mutilva Baja
Calle V, n.16 - 31192
Mutilva Baja
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

Germany

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

Russian Federation

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP
22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida
Lot n° 66, Bt 12
Alger

Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B
1013 Tunis- Tunisie
Tel.: 00216 71875740
Fax: 00216 71880541

Maroc

Résidence Azhar, 24,
Rue Jalal Eddine Essayauti,
Rez De Chaussée n°2
20100 Casablanca, Maroc

www.ergonsutramed.com
info@ergonsutramed.com

