





SUTURE ASSORBIBILI
ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS ABSORBIBLES


DARVIN® MONOFILAMENTO



Sutura sintetica monofilamento a lungo assorbimento (180-210 giorni)

Synthetic monofilament suture long term absorption (180-210 days)

Sutura sintética monofilamento de absorción prolongata (180-210 días)



DARVIN® MONOFILAMENTO



MOLECOLA

Polidiossanone o Poli(L-lattide-co-ε-caprolattone).

TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento a lungo assorbimento.

COLORE

Viola (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725) o non colorato.

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.

Aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400 sono assemblati su Darwin Monofilamento; possono anche essere del tipo "a distacco controllato" per permettere il distacco dell'ago con un semplice movimento del porta-aghi.

RESISTENZA TENSILE

Dopo 28 gg ~ 70-75% della resistenza tensile, dopo 42 gg ~ 55-60% della resistenza tensile.

ASSORBIMENTO

Completo entro 180-210 giorni dall'impianto.

INDICAZIONI

In chirurgia generale, toracica, ortopedica e/o ogni volta che si richieda una sutura chirurgica a lungo assorbimento.



COMPOSITION

Polydioxanone or Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone).

DESCRIPTION

Synthetic monofilament long term absorption suture.

COLOUR

Violet (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725) or undyed.

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Darvin Monofilament is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles; "easy-detaching" needle type is also available to allow the detachment of the needle by a simple movement of the needle-holder.

TENSILE STRENGTH

After 28 days from implant between ~ 70% and ~ 75% of the tensile strength remains, after 42 days between ~ 55% and ~ 60%.

ABSORPTION

Complete within 180-210 days.

INDICATIONS

In general surgery, thoracic surgery, orthopaedics, when a long-term absorption surgical suture is required.



MOLÉCULA

Polidioxanona o Poli(L-lactida-co-ε-caprolactona).

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción prolongada.

COLOR

Violeta (D&C Violet n. 2 = C.I. 60725) o incoloro.

DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,2 a 6; Diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Darwin Monofilamento se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 or AISI 400, también se monta en agujas de desenganche rápido lo cual se realiza con un simple movimiento del portaguas.

FUERZA TENSIL

Después de 28 días ~ 70-75% de la fuerza tensil, después de 42 días ~ 55-60% de la fuerza tensil.

ABSORCIÓN

Completa a 180-210 días de la implantación.

INDICACIONES



En cirugía general, torácica, ortopédica, donde se necesite una sutura quirúrgica de absorción lenta.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 13		70	6 - 0	0,7	DB355M	36
		70	5 - 0	1	DC365M	36
 HR 17		70	5 - 0	1	DC374M	36
		70	4 - 0	1,5	DD375M	36
		70	3 - 0	2	DE373M	36
 HR 22		70	4 - 0	1,5	DD371M	36
		70	3 - 0	2	DE389M	36
 HR 2 x 22	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	3 - 0	2	DE389KM	36
 HR 26		70	4 - 0	1,5	DD378M	36
		70	3 - 0	2	DE386M	36
		70	2 - 0	3	DH395M	36
 HR 2 x 26	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	3 - 0	2	DE386KM	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	2 - 0	3	DH395KM	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada		70	3 - 0	2	DE802M	36
		70	2 - 0	3	DH799M	36
		70	0	3,5	DT797M	36
		70	1	4	DL801M	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 70	3 - 0	2	DE802XM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 70	2 - 0	3	DH799XM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 70	3 - 0	2	DE802ZM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 70	2 - 0	3	DH799ZM	12
 HR 37		70	3 - 0	2	DE391M	36
		70	2 - 0	3	DH401M	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada		70	3 - 0	2	DE798M	36
		70	2 - 0	3	DH440M	36
		70	0	3,5	DT464M	36
		70	1	4	DL465M	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 70	0	3,5	DT464XM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 70	1	4	DL465XM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 70	0	3,5	DT464ZM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 70	1	4	DL465ZM	12
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		90	2 - 0	3	DH800M	36
		90	0	3,5	DT445M	36
		90	1	4	DL458M	12

DARVIN® MONOFILAMENTO

◉ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Loop	150	0	3,5	DT593NBIM	12
	Loop	150	1	4	DL593NBIM	12
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada		90	0	3,5	DT414M	36
		90	1	4	DL479M	12
		90	2	5	DM478M	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 70	0	3,5	DT414XM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 70	1	4	DL479XM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 70	0	3,5	DT414ZM	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 70	1	4	DL479ZM	12
 HRG 50 - rinforzato, heavy, reforzada	Loop	150	0	3,5	DT659NBIM	12
	Loop	150	1	4	DL666NBIM	12
	Loop	150	2	5	DM40ANBIM	12
 HRG 76 - rinforzato, heavy, reforzada	Loop	140	3&4	6	DN742NBGM	12
 HRG 80 - rinforzato, heavy, reforzada	Loop	150	0	3,5	DT748NBIM	12

▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 23		70	3 - 0	2	DE541M	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT573M	36
		70	1	4	DL574M	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT578M	36

⊙ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 2X9	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	7 - 0	0,5	DA890KM	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	6 - 0	0,7	DB891KM	36
 DR 2X12	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	6 - 0	0,7	DB893KM	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	70	5 - 0	1	DC894KM	36


▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 12	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	5 - 0	1	DC041NAEM	36
 DS 16	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	5 - 0	1	DC529NAEM	36
 DS 19		70	5 - 0	1	DC517M	36
		70	4 - 0	1,5	DD515M	36
	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	4 - 0	1,5	DD108NAEM	36
		70	3 - 0	2	DE516M	36
 DS 24		70	3 - 0	2	DE533M	36
	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	3 - 0	2	DE171NAEM	36
		70	2 - 0	3	DH534M	36
	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	2 - 0	3	DH171NAEM	36
 DS 30		70	2 - 0	3	DH539M	36
	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	2 - 0	3	DH233NAEM	36
		70	0	3,5	DT552M	36
	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	0	3,5	DT233NAEM	36
	Loop per tenorrafia - Suture for tendons with Loop - Sutura de tendones con Loop	30	1	4	DL239NAEM	36
 DS 2 x 38	Doppio Ago con Bottone - Double Needle with Button - Doble Aguja con Botones	45	2 - 0	3	DH548KM-B	12

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 60		70	3 - 0	2	DE563M	36
		70	2 - 0	3	DH564M	36
		90	0	3,5	DT565M	36
		90	1	4	DL719M	36
		90	2	5	DM701M	36

DARVIN® MONOFILAMENTO

TAPER-CUTTING A J - TAPER-CUTTING J NEEDLE - TAPER-CUTTING A J						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 JRS 2 x 30	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	45	2 - 0	3	DH99AKM	36

Sutura monofilamento di Poli(L-lactide-ε-caprolactone), a lungo assorbimento (180-210 giorni)
Poly(L-lactide-ε-caprolactone) synthetic suture, long term absorption (180-210 days)
Sutura monofilamento de Poli (L-lactide-ε-caprolactone), de absorción prolongada (180-210 días)

3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	5 - 0	1	DC517MGW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	4 - 0	1,5	DD515MGW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE516MGW	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE533MGW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH534MGW	36

3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC487MGW	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC489MGW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD810MGW	36
 DSMP 16	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC511MGW	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD506MGW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE525MGW	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE523MGW	36

RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 60	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	3 - 0	2	DE563MGW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	DH564MGW	36

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril



CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO



TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa

BLUNT TIP NEEDLES


Round needles with a blunt tip

AGUJAS CON PUNTA ROMA


Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

AGHI | NEEDLES | AGUJAS

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.



• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.




⊙ DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.



▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




⊙ FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




⊙ JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




⊙ GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA




▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.



▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.




▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.




▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS




▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.



▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.



● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.



⊗ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.




⊗ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.



▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▼ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

